

使用说明：DAPD

DAP / DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液:

用于皮肤遭化学品喷溅的应急冲洗液。

感谢您购买我公司的 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 便携式独立冲洗液 (DAP) 及对我司产品的信赖。

DAP 是什么 ?

DAP 是内盛 5L 的 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液的便携式独立冲洗液, 是专门针对身体遭大面积化学喷溅 (全身喷溅) 的冲洗液, 需在 1 分钟内使用。

DAP 的安装与使用规则 :

5L 装的 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 便携式独立冲洗液是针对皮肤喷溅的冲洗液, 在事故发生后 60 秒内使用。

DAP 应放在易发生化学喷溅事故的危險区附近; 另外它也可以由操作人员在移动作业时携带。

最高效的使用方法 :

DAP 是针对全身化学喷溅的应急冲洗液。

DAP 的能效来自 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液的活性成分。

建议一次使用完整个包装。

受害人应将身上的衣服全部脱下以防止危险化学品进一步接触皮肤。

• 一般性使用建议

DAP 应作为第一选择在第一时间使用。如果先用水冲洗会延误用 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗的时间, 从而降低 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 的冲洗效果。如果在事故发生区域没有 DIPHOTERINE® (敌腐特灵), 则切勿延迟冲洗, 要尽快用水冲洗。

产品包装上有使用期限, 过期后不要再使用。

DAP 为一次性使用产品, 其内部构造旨在确保发生较大化学喷溅的情况下能够将 DAP 内部的溶液全部使用掉。

• DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 的有效范围和已知的局限 :

DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液能够有效阻止化学品渗透和所有化学灼伤的发展, 但因其对氢氟酸及其衍生物的作用有限, 对于此类喷溅, 我们建议使用 HEXAFLUORINE®

(六氟灵) 溶液, 一种专门针对氢氟酸及酸性介质中的氟化物的冲洗液。

• 如果灼伤已经产生或 60 秒后才采取急救措施该怎么办?

超过 60 秒后, 根据化学产品的类型, 灼伤可能已经产生。即便如此, 使用 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗被喷溅的部位包括灼伤处会改善后续治疗。在延误冲洗的情况下 (超过 60 秒) 使用 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 也有一定的效果。这种情况下, 我们建议继首次使用 DAP 后, 再使用 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液继续冲洗, 时间为被污染时间的 3~5 倍。

• 保养与维护

DAP 对存储条件无特别要求, 但不建议将产品存放在结冰的环境中, 因为冲洗液可能冻结, 无法立即使用。产品解冻后恢复其性能。最佳使用温度为 15~35°C 之间。

DAP 超过标签上的使用期限后应予以更换。

• 毒性分析

DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液无刺激性, 无毒性, 不会引起过敏反应。



Scientific studies, testimonials, toxicological data, list of tested products and the general conditions can be found on our website www.prevor.com

Laboratoire Prevor, www.prevor.com
Moulin de Verville F-95760 VALMONDOIS

CE 0459



PREVOR
ANTICIPATE AND SAVE
Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management