

使用说明：DAPF

DAP/HEXAFLUORINE®（六氟灵）溶液：

用于皮肤遭氢氟酸(HF)及其酸性衍生物喷溅的应急冲洗液。
感谢您购买我公司的 HEXAFLUORINE®（六氟灵）便携式
独立冲洗液（DAP）及对我公司产品的信赖。

DAPF 是什么？

DAPF是便携式独立冲洗液，内含5L的HEXAFLUORINE®（六氟灵）溶液，用于在发生氢氟酸及其酸性衍生物喷溅的一分钟内，对受到喷溅的身体进行冲洗。

DAPF 的安装和使用规则：

DAP内含5L的HEXAFLUORINE®（六氟灵）溶液，需在事故发生后60秒内对皮肤进行冲洗。

DAPF必须安装在易发生氢氟酸及其酸性衍生物喷溅事故的风险区域附近；此外，它也可由操作人员在移动作业时携带。

最高效的使用方法：

DAPF用于第一时间对整个身体表面的紧急清洗。它的功效来自HEXAFLUORINE®（六氟灵）溶液的活性成分。

冲洗过程中，建议一次性用完包装内全部溶液，身体受到喷溅的伤员应脱下所有衣服，以减少化学物质进一步接触皮肤的时间。

● 一般性使用建议：

DAPF应作为第一选择在第一时间使用，如果先用水冲洗，会延误使用HEXAFLUORINE®（六氟灵）的最佳使用时间，从而影响它的功效。如果事故现场没有HEXAFLUORINE®（六氟灵）溶液，不要延误冲洗，用水冲洗。

产品超过包装上的有效期后不要再使用。

DAPF为一次性使用产品，其内部构造旨在确保发生较大化学喷溅的情况下能够将DAPF内部的溶液全部使用掉。

● HEXAFLUORINE®（六氟灵）溶液的有效范围和已知的局限：

HEXAFLUORINE®（六氟灵）能够阻止化学品的渗透和氢氟酸及其酸性衍生物引起的化学灼伤的发展，如还使用其它种类的化学品（碱和酸、氧化剂、还原剂、溶剂），我们推荐使用DIPHOTERINE®（敌腐特灵），一种适用于所有化学品的多价溶液。



● 如果灼伤已经产生或60秒后才采取急救措施该怎么办？

超过 60 秒，化学灼伤可能已经产生。使用 HEXAFLUORINE®（六氟灵）冲洗被灼伤的皮肤可改善后续治疗。在延迟冲洗的情况下（超过60 秒）仍有一定效果。这种情况下，我们建议首次使用 DAP 冲洗后，继续使用 HEXAFLUORINE®（六氟灵）冲洗，时间为皮肤被污染时间的 3~5 倍。冲洗后，根据医嘱、或公司医护方案，可在受污部位使用葡萄糖酸钙软膏。

● 保养与维护：

DAPF对存储条件无特别要求。不要将产品暴露在冷冻环境中，因为液态产品会因冻结而无法立即使用。产品解冻后恢复其性能。最佳使用温度为 15~35° C 之间。产品超过标签上的有效期后应更换。

● 毒性分析：

HEXAFLUORINE®（六氟灵）溶液无刺激性、无毒性、不会引起过敏反应。

Scientific studies, testimonials, toxicological data, list of tested products and the general conditions can be found on our website www.prevor.com

Laboratoire Previor, www.prevor.com
Moulin de Verville F-95760 VALMONDOIS

CE 0459



PREVOR
ANTICIPATE AND SAVE
Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management